

Handelingsschema wisselen van de zilveren buitencanule

Naam:.....

Geboortedatum:

Doel	Nieuwe canule inbrengen, canule schoonmaken Voorbehouden handeling
Benodigdheden	<ul style="list-style-type: none"> • wegwerphandschoenen • nieuwe canule • nieuw canulegaasje • nieuw canulebandje • uitzuigapparaat en uitzuigkatheter • handwarm water om mee te reinigen • washandje, gaasje of wattenstokje • handdoek • zo nodig zinkzalf/Sudocrème® met wattenstokje • zo nodig vaseline • zo nodig zilvernitraatstift
Werkwijze	<ol style="list-style-type: none"> 1. Was de handen. 2. Controleer voor u begint de onderdelen van de canule op mogelijke beschadigingen. 3. Plaats het inbrengdeel in de buitencanule 4. Leg binnen handbereik: canule, canulegaasje, canulebandje, washandje of vochtig gaasje om het stoma te kunnen reinigen 5. Trek de wegwerphandschoenen aan. 6. Vraag de cliënt in de gewenste houding te gaan liggen; indien mogelijk op de rug, het hoofd wat achterover zodat u goed kunt zien wat u doet. Sommige cliënten geven de voorkeur aan een zittende houding omdat dit minder benauwd voor hen is. 7. Verwijder het canulegaasje en canulebandje. 8. Zuig zo nodig de bovenste luchtwegen van de cliënt uit (zie handelingsschema 'Uitzuigen van de bovenste luchtwegen'). 9. Haal in een vloeiende beweging de canule uit het stoma; de beweging is naar de voeten van de cliënt gericht. 10. Controleer de stomaranden. 11. Reinig het stoma met een washandje of een vochtig gaasje (zie handelingsschema 'Verzorging tracheostoma'). 12. Spray de canule goed in met Silcospray®, K.gel® of water.

	<p>13. Breng de nieuwe canule in een vloeiende beweging in, richting de voeten van de cliënt.</p> <p>14. Verwijder het inbrengdeel, plaats binnencanule of spreekcanule en sluit eventueel de beademing aan.</p> <p>15. Breng een nieuw canulegaasje aan.</p> <p>16. Bevestig het nieuwe canulebandje zo strak dat een vinger tussen hals en canulebandje kan worden geplaatst.</p> <p>17. Eventueel nogmaals uitzuigen volgens handelingsschema.</p> <p>18. Ruim de gebruikte materialen op.</p> <p>19. Trek de wegwerphandschoenen uit en was de handen.</p>
Complicaties	<p>Uithoesten van de canule:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de canule tijdens wisselen vasthouden en met een canulebandje vastzetten <p>Dichtvallen van het tracheostoma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indien aanwezig een kleinere canule inbrengen, anders 1 1 2 bellen <p>Aspiratie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventueel voor en na de canulewissel goed uitzuigen • eventueel 1 uur voor de canulewissel stoppen met sondevoeding • canule wisselen 1 uur na de maaltijd • bij maagretentie met behulp van sondevoedings spuit deze opheffen <p>Canule is moeilijk terug te plaatsen door zwelling of irritatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indien aanwezig een kleinere canule inbrengen, anders 1 1 2 bellen <p>Canule is moeilijk te verwijderen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stoppen met de handeling en neem contact op met het Centrum voor Thuisbeademing. Indien spoed, bel 1 1 2
Aandachtspunten	<ul style="list-style-type: none"> • huidirritatie: indien de huid rondom het tracheostoma rood is, na het reinigen van de huid deze insmeren met Sudocrème® of zinkzalf • granulatie (wildvlees): dit kan snel bloeden. Op indicatie van de arts c.q. verpleegkundige van het Centrum voor Thuisbeademing aanstippen met zilvernitraatstift • er is een vergroot risico op infecties. Voorkom dit door hygiënisch te werken <p>Onderhoud</p> <ul style="list-style-type: none"> • de binnencanule moet dagelijks worden gereinigd. • het afdichtdopje of spreekklepje moet dagelijks worden gereinigd • de buitenzijde van de canule wordt huishoudelijk schoongemaakt. Voor het reinigen van de binnenzijde van de canule kan een wattenstokje worden gebruikt met daaromheen een gaasje. Het geheel kan door de canule

	<p>worden gehaald. Het reinigen gaat het gemakkelijkst als u de binnencanule een half uurtje in een zeepsopje laat weken. Na reiniging zorgvuldig en ruim naspoelen met stromend water. Na het wisselen moet de GEHELE canule worden gepoetst met zilverpoets en daarna goed worden gereinigd met een sopje. Canule droog bewaren.</p>
Afspraken	<p>Datum:</p> <p>Frequentie:.....</p> <p>Instelling:.....</p> <p>Canulemaat:</p>
Contacten	<p>CTB spreekuur: 088-75 592 56 (ma-vrij 09:00 tot 12:30)</p> <p>CTB secretariaat: 088-755 88 65 (ma-vrij 08:30 tot 16:30)</p> <p>CTB verpleegkundige:</p> <p>Coördinator cliënt:.....</p>